

### サンプルご用意に当たってのお願い

- 1) ご用意いただきますDNA, RNAサンプルは**1.5 mlまたは2.0 mlのエッペンドルフタイプチューブ**でのご用意をお願いいたします。  
抽出からのご依頼の際も、組織、細胞等は**1.5 mlのチューブでのご用意をお願いします(組織、細胞は100 mg以下)**  
(サンプルのご事情により難しい場合はあらかじめご相談ください。指定外の形状のサンプルでお預かりの場合サンプルの移し替えが必要になり、サンプルのロスにつながる場合や、有料になる可能性がございます)
- 2) サンプルチューブには依頼書の**サンプル情報のNo、sample nameまたはチューブ名のいずれかを**をご明記ください。sample nameは**半角英数字、スペースおよびアンダーバー**で記載して下さい(漢字、ギリシャ文字等はお使いいただけません)。これ以外の文字をご使用の場合、サンプル名を変更させていただく場合がございます。
- 3) パラフィルム等でシールいただく必要はございませんが、輸送中にチューブの蓋が開くことの無いようしっかりと閉めてください。
- 4) サンプルチューブは紙製のボックス等に並べていただくか、サンプル数が少ない場合は、ファルコンチューブ等に緩衝材と共にに入れてご記入済みの依頼書と共に代理店様にお預けいただくか、弊社宛に発送をお願いいたします。